

# AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR AUTOPRESS

GENAUE DRUCKEINSTELLUNG. GLEICHBLEIBENDER DRUCK.

BIEGLER **Autopress** ist ein weiterer Baustein in unserer Wärmelinie. Er kann direkt mit unseren Blut- und Infusionswärmern zum Einsatz kommen oder als Einzelgerät überall dort Verwendung finden, wo Flüssigkeiten unter konstantem Druck verabreicht werden sollen.



## AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR AUTOPRESS

- Gleichbleibender Druck
- Genaue Druckeinstellung durch elektronische Regelung
- Verwendbare Druckmanschetten 2 x 500, 2 x 1000 oder 1 x 3000 cc
- Kann auf jeden IV Infusionsständer befestigt werden
- Kompakte Ausführung
- Druck auf 300 mmHg limitiert
- Netz- oder Akkubetrieb
- Druckmanschetten können schnell und sicher entleert werden
- Signifikante Reduzierung der Vorbereitungszeit
- Batterie-Backup bis zu 90 Minuten

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Gerät:</b>	Automatischer Druckinfusor
<b>Typenbezeichnung:</b>	Autopress
<b>Spannung:</b>	9V DC
<b>Leistungsaufnahme:</b>	max. 12 W
<b>Type:</b>	netz- und akkubetrieben
<b>Klassifizierung:</b>	IIb nach Regel 11
<b>Schutzgrad:</b>	B
<b>Abmessungen:</b>	90 x 115 x 260 mm
<b>Gewicht:</b>	1,46 kg
<b>Betriebsart:</b>	Dauerbetrieb
<b>Netzadapter</b>	
<b>Typenbezeichnung:</b>	12W P2EFMW3
<b>Eingang:</b>	110-240V AC, 50/60 Hz, 250 mA
<b>Ausgang:</b>	9V DC, 1,33A max.
<b>Zubehör:</b>	Druckmanschette 500 cc Druckmanschette 1000 cc Druckmanschette 3000 cc

**AUTOPRESS**

**BIEGLER GmbH**  
Allhangstrasse 18a  
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05  
Fax: +43 1 979 21 05 16  
office@biegler.com  
www.biegler.com

**BIEGLER**  
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE  
0123

