

AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR AUTOPRESS

GENAUE DRUCKEINSTELLUNG. GLEICHBLEIBENDER DRUCK.

BIEGLER **Autopress** ist ein weiterer Baustein in unserer Wärmelinie. Er kann direkt mit unseren Blut- und Infusionswärmern zum Einsatz kommen oder als Einzelgerät überall dort Verwendung finden, wo Flüssigkeiten unter konstantem Druck verabreicht werden sollen.



AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR AUTOPRESS

- Gleichbleibender Druck
- Genaue Druckeinstellung durch elektronische Regelung
- Verwendbare Druckmanschetten 2 x 500 oder 2 x 1000 cc
- Kann auf jeden IV Infusionsständer befestigt werden
- Kompakte Ausführung
- Druck auf 300 mmHg limitiert
- Netz- oder Akkubetrieb
- Druckmanschetten können schnell und sicher entleert werden
- Signifikante Reduzierung der Vorbereitungszeit
- Batterie-Backup bis zu 90 Minuten

TECHNISCHE DATEN:

Gerät:	Automatischer Druckinfusor
Typenbezeichnung:	Autopress
Spannung:	9V DC
Leistungsaufnahme:	max. 12 W
Type:	netz- und akkubetrieben
Klassifizierung:	IIb nach Regel 11
Schutzgrad:	B
Abmessungen:	90 x 115 x 260 mm
Gewicht:	1,46 kg
Betriebsart:	Dauerbetrieb
Netzadapter	
Typenbezeichnung:	12W P2EFMW3
Eingang:	110-240V AC, 50/60 Hz, 250 mA
Ausgang:	9V DC, 1,33A max.
Zubehör:	Druckmanschette 500 cc Druckmanschette 1000 cc

AUTOPRESS

BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05
Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com
www.biegler.com

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE
0123

