

BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER BW 585

FLEXIBEL. EINFACH. EFFIZIENT.

BIEGLER **BW 585** ist ein mikroprozessor-gesteuertes Gerät zur Vermeidung der intra- und postoperativen Hypothermie. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Erwärmen von mehreren Trans- bzw. Infusionen sowie freie Temperaturwahl in 0,5° C-Schritten zwischen 37° C und 41° C





BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER BW 585

- Temperaturwahl zwischen 37° C und 41° C in 0,5 ° C-Schritten
- Einfache Handhabung durch horizontale Lage des Wärmeylinders
- Gleichzeitiges Anlegen mehrerer Transfusionen/Infusionen
- Übersichtliche Leuchtbandanzeige
- Spritzwassergeschützt (IPX4)
- Untertemperaturalarm
- Hohe Sicherheit durch permanent laufende Selbsttests
- Eingebaute Serviceschnittstelle für PC

TECHNISCHE DATEN:

Gerät:	Blut- und Infusionswärmer
Typenbezeichnung:	BW 585
Spannung:	230 V, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme:	280 W
Stromaufnahme:	1,5 A
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	B
Feuchtigkeitsschutz:	spritzwassergeschützt IPX4
Temperaturwahl:	37°C bis 41°C einstellbar in Schritten zu 0,5°C
Sicherheitsabschaltung:	unabhängig mehrfach ab 42°C
Vorwärmzeit:	max. 40 sec.
Abmessungen:	140 x 190 x 240 mm
Gewicht:	2,5 kg
Klassifizierung:	IIb nach Regel 9
Betriebsart:	Dauerbetrieb

Zubehör:	Verlängerungs-Set Nr. 35000, 350 cm
	Verlängerungs-Set Nr. 46000, 460 cm
	Verlängerungs-Set Nr. 25000, 460 cm, mit Luftfalle und Einstichstelle

BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05
Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com
www.biegler.com

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

