

BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER BW 685/BW 685 S

EFFIZIENT. WIRTSCHAFTLICH. SCHNELLER ROUTINE-EINSATZ.

BIEGLER **BW 685/BW 685 S** ist ein leistungsstarkes, mikroprozessor-gesteuertes Gerät zum Erwärmen von Infusionen und Transfusionen zur Vermeidung der intra- und postoperativen Hypothermie. Die freie Temperaturwahl erfolgt in 0,5° C-Schritten von 37° C bis 41° C. Der BW 685/BW 685 S verfügt über ein flaches, ergonomisches Design. Die im Gerät integrierte Universalbefestigungsklammer ermöglicht die Montage sowohl am Infusionsständer als auch an der medizinischen Normschiene.



BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER BW 685/BW 685 S

- Freie Temperaturwahl von 37° C bis 41° C, einstellbar in Schritten zu 0,5° C
- Übersichtliche Temperaturanzeige
- Optimierte Wärmeregulung
- Wirtschaftliches Verbrauchsmaterial
- Gleichzeitiges Anlegen mehrerer Transfusionen/Infusionen
- Spritzwassergeschützt (IPX4)
- Übertemperaturalarm und Untertemperatur-Informationssignal
- Permanent laufende Selbsttests
- Externe Serviceschnittstelle für PC
- Schienen- und Stativmontage möglich
- Integrierter Tragegriff

BW 685



BW 685 S



Der Wärmer verfügt in der Modellversion BW 685 S über eine integrierte Anschlussmöglichkeit für das optional erhältliche Zubehör TubeFlow.

TUBE FLOW



TubeFlow ist ein aktiv beheiztes, wiederverwendbares Silikonprofil mit Steuereinheit zur Temperaturoptimierung zwischen Wärmer und Patient bei niederen Durchflußraten.

TECHNISCHE DATEN:

Gerät:	Blut- und Infusionswärmer
Typenbezeichnung:	BW 685/BW 685 S
Spannung:	220V-240V AC oder 115V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	280 W
Stromaufnahme:	1,5 A
Schutzklasse:	I
Schutzgrad:	B
Feuchtigkeitsschutz:	spritzwassergeschützt IPX4
Temperaturwahl:	37° C bis 41° C einstellbar in Schritten zu 0,5° C
Sicherheitsabschaltung:	unabhängig mehrfach ab 42° C
Vorwärmzeit:	ca. 45 Sek.
Abmessungen:	228 x 228 x 132 mm
Gewicht:	1,90 kg
Klassifizierung:	IIb nach Regel 9
Betriebsart:	Dauerbetrieb

Typenbezeichnung:	TubeFlow
Abmessungen:	Länge 1340 mm

Zubehör:	Verlängerungsset 35000, 350 cm Verlängerungsset 46000, 460 cm, mit Einstichstelle Verlängerungsset 25000, 460 cm, mit Einstichstelle und Luftfalle
-----------------	--

BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05
Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com
www.biegler.com

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE
0123

