

# NOTFALLWÄRMER ESH 04

FLEXIBEL. FÜR MOBILEN EINSATZ.

Der Notfallwärmer Biegler **ESH 04** wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Er hält zwei vorgewärmte 500 ccm Infusionsflaschen bis zu 90 Minuten am Einsatzort mit einer Regeltemperatur von 37°C warm. Das Gerät ist bei Netzanschluss für Dauerbetrieb geeignet und kann in diesem Modus Infusionsflaschen auch vorwärmen.



## NOTFALLWÄRMER ESH 04

- Für den mobilen Einsatz konzipiert
- Flexibel, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- Passt in den Notfallkoffer
- Hält die Temperatur bis zu 90 Minuten am Einsatzort
- 24 h Dauerbetrieb möglich bei Netzanschluss
- Integrierte Druckmanschette
- Abgabe der Lösung direkt vom Wärmer

### TECHNISCHE DATEN:

<b>Gerät:</b>	Notfallwärmer
<b>Typenbezeichnung:</b>	ESH04
<b>Spannung:</b>	12V DC
<b>Leistungsaufnahme:</b>	max. 20 W
<b>Type:</b>	netz- und akkubetrieben
<b>Feuchtigkeitsschutz:</b>	spritzwassergeschützt IPX4
<b>Schutzgrad:</b>	B
<b>Abmessungen:</b>	160 x 105 x 300 mm
<b>Gewicht:</b>	1,3 kg
<b>Klassifizierung:</b>	Ila nach Regel 9
<b>Betriebsart:</b>	Dauerbetrieb

<b>Netzadapter</b>	
<b>Typenbezeichnung:</b>	24W P2EFSW3
<b>Eingang:</b>	110-240V AC, 50-60 Hz, 550 mA
<b>Ausgang:</b>	12V DC, 2A max.

ESH 04

**BIEGLER GmbH**  
Allhangstrasse 18a  
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05  
Fax: +43 1 979 21 05 16  
office@biegler.com  
www.biegler.com

**BIEGLER**  
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE  
0123

