

NOTFALLWÄRMER ESH 04

FLEXIBEL. FÜR MOBILEN EINSATZ.

Der Notfallwärmer Biegler **ESH 04** wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Er hält zwei vorgewärmte 500 ccm Infusionsflaschen bis zu 90 Minuten am Einsatzort mit einer Regeltemperatur von 37°C warm. Das Gerät ist bei Netzanschluß für Dauerbetrieb geeignet und kann in diesem Modus Infusionsflaschen auch vorwärmen.



NOTFALLWÄRMER ESH 04

- Für den mobilen Einsatz konzipiert
- Flexibel, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- Passt in den Notfallkoffer
- Hält die Temperatur bis zu 90 Minuten am Einsatzort
- 24 h Dauerbetrieb möglich bei Netzanschluss
- Integrierte Druckmanschette
- Abgabe der Lösung direkt vom Wärmer

TECHNISCHE DATEN:

Gerät:	Notfallwärmer
Typenbezeichnung:	ESH04
Spannung:	12V DC
Leistungsaufnahme:	max. 20 W
Type:	netz- und akkubetrieben
Feuchtigkeitsschutz:	spritzwassergeschützt IPX4
Schutzgrad:	B
Abmessungen:	160 x 105 x 300 mm
Gewicht:	1,3 kg
Klassifizierung:	Ila nach Regel 9
Betriebsart:	Dauerbetrieb

Netzadapter	
Typenbezeichnung:	24W P2EFSW3
Eingang:	110-240V AC, 50-60 Hz, 550 mA
Ausgang:	12V DC, 2A max.

ESH 04

BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05
Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com
www.biegler.com

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE
0123

