

AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR

GENAUE DRUCKEINSTELLUNG. GLEICHBLEIBENDER DRUCK.

BIEGLER AUTOPRESS ist ein weiterer Baustein in unserer Wärmelinie. Er kann direkt mit unseren Blut- und Infusionswärmern oder als eigenständige Lösung verwendet werden, bei der Flüssigkeiten unter konstantem Druck in den Manschetten abgegeben werden sollen.



AUTOMATISCHER DRUCKINFUSOR



- Der voreingestellte Druck wird in den Manschetten aufrechterhalten
- Genaue Druckeinstellung durch elektronische Regelung
- Zur Verwendung mit Druckmanschetten 2 x 500, 2 x 1000 oder 2 x 3000 ml
- Schienen- und Stativmontage möglich
- Kompakte Ausführung
- Druck auf 300 mmHg limitiert
- autopress: Netzbetrieb
autopress > e: Netzbetrieb mit bis zu 3 Std. Akkubetrieb
- Druckmanschetten können schnell und einfach entleert werden
- Signifikante Reduzierung der Vorbereitungszeit



TECHNISCHE DATEN

Gerät:	Automatischer Druckinfusor	
Typenbezeichnung:	autopress	autopress > e
Betriebsspannung:	100 - 240 V AC, 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme:	max. 36 VA	
Versorgungsart:	Netz- betrieb	Netz- und Akkubetrieb
Schutzgrad gegen elektrischen Schlag:	Type CF defibrillationsgeschützt	
Klassifizierung (93/42/EWG):	IIa nach Regel 9	
Betriebsart:	Dauerbetrieb	
Abmessungen:	100 x 230 x 180 mm	
Gewicht:	2.1 kg	2.3 kg
Zubehör:	Druckmanschette 500 ml Druckmanschette 1000 ml Druckmanschette 3000 ml	