

BLUT- UND INFUSIONSWÄRMER

EFFIZIENT. WIRTSCHAFTLICH. SCHNELLER ROUTINE-EINSATZ.

BIEGLER **BW 585 M** ist ein mikroprozessor-gesteuertes Gerät zur Risikominimierung einer Hypothermie. Das Gerät ermöglicht das gleichzeitige Erwärmen von mehreren Trans- bzw. Infusionen sowie freie Temperaturwahl in 0,5 °C-Schritten von 37 °C bis 41 °C.





- Temperaturwahl von 37 °C bis 41 °C in 0,5 °C - Schritten
- Einfache Handhabung durch horizontale Lage des Wärmezylinders
- Wirtschaftliches Verbrauchsmaterial
- Gleichzeitiges Anlegen mehrerer Transfusionen / Infusionen
- Übersichtliche Temperaturanzeige
- Spritzwassergeschützt (IPX4)
- Übertemperaturalarm und Untertemperatur-Informationssignal
- Permanent laufende Selbsttests



TECHNISCHE DATEN

Gerät:	Blut- und Infusionswärmer
Typenbezeichnung:	BW 585 M
Betriebsspannung:	230V AC oder 115V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	max. 345 W
Versorgungsart:	Netzbetrieb
Schutzklasse:	I
Schutzgrad gegen elektrischen Schlag:	Type BF, defibrillationsgeschützt
IP-Klassifizierung (IEC 60529):	IPX4
Klassifizierung (93/42/EEC):	IIb nach Regel 9
Betriebsart:	Dauerbetrieb
Abmessungen:	228 x 178 x 132 mm
Gewicht:	2.75 kg
Verbrauchsmaterial: (separat zu bestellen)	Extension Set 35000, 350 cm



BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

BIEGLER GmbH
Allhangstrasse 18a, 3001 Mauerbach, Austria
Tel: +43 1 979 21 05, Fax: +43 1 979 21 05 16
office@biegler.com, www.biegler.com



CE 0123