

# NOTFALLWÄRMER ESH 04

FLEXIBEL. FÜR MOBILEN EINSATZ.

Der Notfallwärmer Biegler **ESH 04** wurde speziell für den mobilen Einsatz konzipiert. Er hält zwei vorgewärmte 500 ccm Infusionsflaschen bis zu 90 Minuten am Einsatzort mit einer Regeltemperatur von 37°C warm. Das Gerät ist bei Netzanschluss für Dauerbetrieb geeignet und kann in diesem Modus Infusionsflaschen auch vorwärmen.





**ESH 04**



## NOTFALLWÄRMER ESH 04

- Für den mobilen Einsatz konzipiert
- Flexibel, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht
- Passt in den Notfallkoffer
- Hält die Temperatur bis zu 90 Minuten am Einsatzort
- 24 h Dauerbetrieb möglich bei Netzanschluss
- Integrierte Druckmanschette
- Abgabe der Lösung direkt vom Wärmer

### TECHNISCHE DATEN:

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Gerät:</b>               | Notfallwärmer           |
| <b>Typenbezeichnung:</b>    | ESH04                   |
| <b>Spannung:</b>            | 12V DC                  |
| <b>Leistungsaufnahme:</b>   | max. 20 W               |
| <b>Type:</b>                | netz- und akkubetrieben |
| <b>Feuchtigkeitsschutz:</b> | IP34                    |
| <b>Schutzgrad:</b>          | BF                      |
| <b>Abmessungen:</b>         | 160 x 105 x 300 mm      |
| <b>Gewicht:</b>             | 1,3 kg                  |
| <b>Klassifizierung:</b>     | Ila nach Regel 9        |
| <b>Betriebsart:</b>         | Dauerbetrieb            |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Netzadapter</b>       |                                  |
| <b>Typenbezeichnung:</b> | 24W P2EFSW3                      |
| <b>Eingang:</b>          | 110-240V AC,<br>50-60 Hz, 590 mA |
| <b>Ausgang:</b>          | 12V DC, 2A max.                  |

**BIEGLER GmbH**  
Allhangstrasse 18a  
3001 Mauerbach, Austria

Tel: +43 1 979 21 05  
Fax: +43 1 979 21 05 16  
office@biegler.com  
www.biegler.com

**BIEGLER**  
MEDIZIN ELEKTRONIK

CE  
0123

